



โรงพยาบาลหัวหิน

วิธีปฏิบัติที่ WI - HTE 15.02 - 04  
เรื่อง การตรวจแยกชนิดแอนติบอดี

ผู้จัดทำ	..... (นางสายทอง วงศ์คำ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	วันที่ 20 พฤษภาคม 2553
ทบทวนโดย	..... (นายวิชัย ศรีอุทารวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก	วันที่ 20 พฤษภาคม 2553
อนุมัติโดย	..... (นางสาวอภิรดี โชติกิตติพงษ์) หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	วันที่ 20 พฤษภาคม 2553

ฉบับที่ A

แก้ไขครั้งที่ 00

วันที่บังคับใช้ 20 พ.ค. 2553

สถานะเอกสาร ..เอกสารต้นฉบับ

วิธีปฏิบัติ โรงพยาบาลหัวหิน	เรื่อง การตรวจแยกชนิดแอนติบอดี	
	เอกสารเลขที่ WI - HTE 15.02 - 04	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00
	วันที่บังคับใช้ 20 พ.ค. 2553	หน้า 2 ของ 5

## วิธีปฏิบัติ เรื่องการตรวจแยกชนิดแอนติบอดี

### วัตถุประสงค์

เป็นการตรวจแยกชนิดแอนติบอดีของหมู่เลือดระบบอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางคลินิกที่ตรวจกรองพบทั้งในผู้บริจาคเลือดและในผู้ป่วยที่ต้องการรับเลือดทุกราย เพื่อจะได้หาเลือดที่ปลอดภัยที่สุดให้แก่ผู้ป่วย

### ผู้รับผิดชอบ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

### หลักการ

ซีรัมซึ่งให้ผลบวกกับ Screening cells เซลล์โคเซลล์หนึ่งหรือทั้งสองเซลล์ ควรที่จะนำมาทำปฏิกิริยากับ Panel cells เพื่อ Identify ให้ทราบชนิดของแอนติบอดีนั้นๆ

Panel cells ประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงหมู่ โอ ประมาณ 9-11 ราย ซึ่งเซลล์แต่ละรายมีแอนติเจนแตกต่างกัน และ Panel cells นี้จะมีแอนติเจนที่มีความสำคัญทางคลินิกครบทุกระบบ

### การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 °C ระวังการปนเปื้อน และถ้าเกิดฮีโมลิตีซิส ต้องเลิกใช้

### ชนิดของตัวอย่าง

Clotted Blood จำนวน 3-5 ml ไม่มีฮีโมลิตีซิสและเป็นเลือดที่เจาะภายใน 24 ชั่วโมง

### น้ำยาและวัสดุอุปกรณ์

1. น้ำยา
  - LISS/Coombs Card
  - ID-Diluent 2 (LISS Solution)
  - น้ำเกลือปกติ (NSS)
  - Panel cells ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2. หลอดทดลองขนาด 12x75 mm
3. Autopipette 10 mcl , 25 mcl , 50 mcl
4. Serofuge

วิธีปฏิบัติ โรงพยาบาลหัวหิน	เรื่อง การตรวจแยกชนิดแอนติบอดี	
	เอกสารเลขที่ WI - HTE 15.02 - 04	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00
	วันที่บังคับใช้ 20 พ.ค. 2553	หน้า 3 ของ 5

5. ID-Incubator
6. ID-Centrifuge

### วิธีการปฏิบัติงาน

1. ทำการตรวจแยกชนิดที่อุณหภูมิห้อง (Immediate Spin) โดย
  - 1.1 เขียนหมายเลข 1 , 2 , 3.....12 บนหลอดทดลองขนาด 13x75
  - 1.2 หยดซีรัมที่ต้องการทดสอบลงในหลอดทดลองที่เตรียมไว้ทุกหลอด หลอดละ 2 หยด
  - 1.3 หยด Panel cells จำนวน 1 หยด ลงในหลอดทดลองที่เตรียมไว้โดยให้หมายเลขขวดของ Panel cells ตรงกับหมายเลขที่เขียนไว้บนหลอดทดลอง และหลอดที่ 12 เป็น Autocontrol
  - 1.4 ผสมให้เข้ากัน วางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง นาน 5 นาที
  - 1.5 ปั่นอ่านผล คู่มือโมลลิซีสและดูการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงด้วยตาเปล่า
  - 1.6 จดบันทึกผลการทดสอบที่อ่านได้
2. ทำการทดสอบความเข้ากันได้ด้วยวิธีเจล โดย
  - 2.1 เตรียม 1 % Cell Suspension ของ Panel cells ในน้ำยา ID-Diluent 2 (ใช้ Packed Red Cells 10 mcl ผสมกับน้ำยา ID-Diluent 2 1 ml) กรณีทำ Auto Control ให้ใช้เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยหรือผู้บริจาคเตรียมเป็น 1 % Cell Suspension
  - 2.2 ในการทดสอบให้ Label ทุก Microtube ที่ใช้ว่าเป็น P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>,.....P<sub>12</sub> ( หรือ Auto Control) และ Label ชื่อผู้ป่วยหรือหมายเลขยูนิตของผู้บริจาคที่ Card ด้วย ทุกครั้ง
  - 2.3 ใช้ Autopipette ขนาด 50 mcl ดูด 1 % Cell Suspension ของเม็ดเลือดแดงที่ต้องการทดสอบ เติมลงใน Microtube ของ Card ที่ Label ไว้แล้ว โดยระวังอย่าให้ตกลงไปในเนื้อเจล
  - 2.4 เติมซีรัมด้วย Autopipette ขนาด 25 mcl เคาะ Card เบบๆ ให้ซีรัมกับเม็ดเลือดแดงผสมกัน ระวังอย่าให้ส่วนผสมตกลงไปในเนื้อเจล
  - 2.5 นำไป Incubate ที่ 37° C ใน ID-Incubator นาน 15 นาที
  - 2.6 นำมาปั่นใน ID-Centrifuge นาน 10 นาที ในการปั่นให้ปั่นอย่างสมดุลเสมอ
  - 2.7 เมื่อครบเวลา เครื่องจะหยุดเอง รอจนหยุดสนิทจึงเปิดฝา นำ Card ออกมาอ่านผลและบันทึกผลการทดสอบ

วิธีปฏิบัติ โรงพยาบาลหัวหิน	เรื่อง การตรวจแยกชนิดแอนติบอดี	
	เอกสารเลขที่ WI - HTE 15.02 - 04	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00
	วันที่บังคับใช้ 20 พ.ค. 2553	หน้า 4 ของ 5

### การอ่านผลปฏิบัติการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมลัยซิส

- H = Complete hemolysis เม็ดเลือดแดงแตกหมดหรือเกือบหมด น้ำมีสีแดงใส (โปร่งแสง)
- PH = Partial hemolysis เม็ดเลือดแดงแตกประมาณ 50-75% น้ำมีสีแดงเรื่อๆ
- 4+ = เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียว น้ำใส
- 3+ = เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มเป็นก้อนใหญ่หลายก้อน น้ำใส
- 2+ = เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มเป็นก้อนขนาดกลางหลายก้อน น้ำใส
- 1+ = เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มเป็นก้อนขนาดเล็กหลายก้อน น้ำขุ่น
- W+ = เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มเป็นก้อนขนาดเล็กมากหลายๆ ก้อน น้ำขุ่นและมีสีชมพู เห็นได้ชัดเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
- Neg = ไม่มีการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง

### การอ่านผลการทดสอบวิธีเจล

ผลบวก คือ มีการจับกลุ่มของเซลล์เม็ดเลือดแดงค้างอยู่บนผิวหรือในเนื้อเจล อ่านเกรดเป็น 4+, 3+, 2+, 1+ และ Weak (W+)

- 4+ คือ เซลล์เม็ดเลือดแดงทั้งหมดค้างอยู่ด้านบนบนผิวเจล
- 3+ คือ เซลล์เม็ดเลือดแดงบางส่วนค้างอยู่ด้านบนตรงรอยต่อระหว่างเนื้อเจลกับ Buffer และมีบางส่วนตกลงมาอยู่ในเนื้อเจล
- 2+ คือ เซลล์เม็ดเลือดแดงกระจายอยู่ทั่วไปในเนื้อเจล
- 1+ คือ เซลล์เม็ดเลือดแดงบางส่วนค้างอยู่ในเนื้อเจลและบางส่วนตกลงมาอยู่ด้านล่างของ Microtube
- W+ คือ เซลล์เม็ดเลือดแดงเกือบทั้งหมดตกลงมาอยู่ด้านล่างของ Microtube และบางส่วนค้างอยู่ในเนื้อเจล

ผลลบ คือ ไม่มีการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดแดงทั้งหมดตกลงมาอยู่ด้านล่างของ Microtube

### การแปลผลการทดสอบ

ถ้าปฏิบัติการให้ผลบวก คือ มีการจับกลุ่มของเซลล์เม็ดเลือดแดงแสดงว่า ในซีรัมที่นำมาทดสอบมีแอนติบอดีตรงกับแอนติเจนของเม็ดเลือดแดงที่เป็น Panel cells ซึ่งต้องนำผลการทดสอบที่ได้ไปอ่านผลเทียบกับตาราง Panel cells ที่แนบมากับ Panel cells ในชุดนั้น เป็นการแยกชนิดของแอนติบอดีที่ตรวจพบ

วิธีปฏิบัติ โรงพยาบาลหัวหิน	เรื่อง การตรวจแยกชนิดแอนติบอดี	
	เอกสารเลขที่ WI - HTE 15.02 - 04	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00
	วันที่บังคับใช้ 20 พ.ค. 2553	หน้า 5 ของ 5

### ตัวชี้วัดคุณภาพ

จำนวนการตรวจแยกชนิดแอนติบอดีในผู้ป่วยหรือผู้บริจาคที่การตรวจกรองแอนติบอดีให้ผลบวก

### เอกสารอ้างอิง

- นางลัดดา ฟองสถิตย์กุล. 2545. การใช้เทคนิค gel test ในการตรวจทางด้าน red cell serology. เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- DiaMed S.E.A. Limited Diagnostic and Medical Products. 2004. The original tes (Diamed ID-Micro typing system). Bangkok ; Thailand.