






## โรงพยาบาลหัวหิน

วิธีปฏิบัติที่ WI - HTE 16 - 06

เรื่อง การ Scan และตรวจสอบคุณภาพภาพเอ็กซเรย์

ผู้จัดทำ	 ..... (นายสุวิทย์ คีสุขเลิศสกุล) พนักงานประจำตึก	วันที่ 5 เมษายน 2554
ทบทวนโดย	 ..... (นางสาวอุทิศ ดันรัตนวงศ์ ) หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา	วันที่ 5 เมษายน 2554
อนุมัติโดย	 ..... (นางสาวอภริณี โชติกิตติพงษ์) หัวหน้ากลุ่มภารกิจระบบบริการสุขภาพ	วันที่ 5 เมษายน 2554

ฉบับที่ A      แก้ไขครั้งที่ 00  
วันที่บังคับใช้ 5 เม.ย. 2554      สถานะเอกสาร **เอกสารต้นฉบับ** .....

วิธีปฏิบัติ โรงพยาบาลหัวหิน	เรื่อง การ Scan และตรวจสอบคุณภาพภาพเอ็กซเรย์	
	เอกสารเลขที่ WI - HTE 16 - 06	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00
	วันที่บังคับใช้ 5 เม.ย. 2554	หน้า 2 ของ 2

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ภาพเอ็กซเรย์ที่ถูกต้องและได้คุณภาพ

### 2. ขั้นตอนการปฏิบัติ

- 2.1 รับแผ่น X-Ray (plate) จากห้องเอ็กซเรย์ต่างๆ ซึ่งมีสติ๊กเกอร์ระบุชื่อและอวัยวะที่ตรวจของผู้ป่วย
- 2.2 เช็คว่าความถูกต้องว่าชื่อของผู้ป่วยและ order ตรงกับที่ระบุไว้ใน OPD Card หรือว่า เพิ่มประวัติผู้ป่วยในหรือไม่
- 2.3 พิมพ์ HN ของผู้ป่วย และส่วนที่เอ็กซเรย์ พร้อมตรวจสอบให้ตรงกับสติ๊กเกอร์
- 2.4 ขณะ scan ภาพดูว่าภาพที่ scan ถูกคน ถูกท่า หรือไม่โดยดูจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะ scan
- 2.5 เมื่อพบว่าคุณภาพของภาพที่ scan ไม่ได้คุณภาพ พร้อมกับแจ้งให้รังสีการแพทย์ หรือ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ที่เอ็กซเรย์รับทราบเพื่อ repeat อีกครั้งถ้าหากไม่แน่ใจในคุณภาพให้ปรึกษารังสีแพทย์
- 2.6 หลังจาก scan ภาพและตรวจสอบคุณภาพแล้ว ให้ส่ง OPD Card ให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่ห้องตรวจในกรณีผู้ป่วยนอก กรณีผู้ป่วยในส่งเพิ่มประวัติ วางไว้บนเตียงผู้ป่วยพร้อมกับโทรเรียกเจ้าพนักงานเปลรับผู้ป่วยส่งตึกต่างๆ

### 3. เกณฑ์ชี้วัด

การส่งภาพเอ็กซเรย์ในระบบดิจิทัลคิดค่า ผิดคน หรือไม่ได้คุณภาพน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 %

### 4. ผู้รับผิดชอบ

นักรังสีการแพทย์ / เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รังสี ที่หมุนเวียนมาทำหน้าที่ในการ scan ภาพ