

สำเนาที่.....



โรงพยาบาลหัวหิน

วิธีปฏิบัติที่ WI - HTE ๑๕.๐๒ - ๑๑
เรื่อง การทำลายเลือดหมดอายุและเลือดติดเชื้อ

ผู้จัดทำ

.....

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

(นางสายทอง วงศ์คำ)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ทบทวนโดย

.....

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

(นายวิชัย ศรีอุทธารวงศ์)

หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

อนุมัติโดย

.....

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

(นางสาวอภิรดี โชติกิตติพงษ์)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ฉบับที่ A

แก้ไขครั้งที่ ๐๐

วันที่บังคับใช้ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๔

สถานะเอกสาร.....**เอกสารต้นฉบับ**

วิธีปฏิบัติ โรงพยาบาลหัวหิน	เรื่อง การทำลายเลือดหมดอายุและเลือดติดเชื้อ	
	เอกสารเลขที่ WI - HTE ๑๕.๐๒ - ๑๑	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00
	วันที่บังคับใช้ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๔	หน้า ๒ ของ ๒

การทำลายเลือดหมดอายุและเลือดติดเชื้อ

วัตถุประสงค์

ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการทำลายเลือดบริจาคที่ไม่สามารถจ่ายให้ผู้ป่วย เนื่องจากตรวจพบเชื้อ หรือเป็นเลือดหมดอายุ

หลักการ

เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดชนิดต่าง ๆ ที่ผลการตรวจพบว่ามีสารติดเชื้อ หรือเป็นเลือดที่ไม่ได้ใช้ภายในเวลาที่กำหนด จะต้องนำไปทำลายอย่างถูกวิธี

ผู้รับผิดชอบ

ลูกจ้างประจำของงานธนาคารเลือด

วัสดุ อุปกรณ์

- กรรไกร
- น้ำยาฆ่าเชื้อ
- ชุดกันเปื้อน
- ถุงขยะแดง
- อ่างน้ำทิ้ง

คำนิยาม

โลหิตติดเชื้อ = โลหิตบริจาคที่ตรวจพบเชื้อ HIV (Ag/Ab), HBsAg, HCV และ Syphilis

โลหิตหมดอายุ = โลหิตที่ไม่ได้จ่าย ให้ผู้ป่วยภายในเวลาที่กำหนด

วิธีปฏิบัติงาน

๑. นำโลหิตที่ตรวจพบเชื้อหรือโลหิตหมดอายุมาลงตะเบียนแล้วส่งไปห้องล้าง
๒. เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดผู้มีหน้าที่ทำลายสวมชุดป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อต่อตนเองและผู้อื่น
๓. กรณี โลหิตติดเชื้อ เอาถุงใส่โลหิตใส่ลงในถุงขยะสีแดง
กรณี โลหิตหมดอายุ ตัดถุงโลหิตด้วยกรรไกรแล้วเทโลหิตลงในอ่างน้ำทิ้งจนหมดถุงแล้วเอาถุงใส่โลหิตใส่ลงในถุงขยะสีแดง
๔. เช็ดทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและนำถุงขยะแดงส่งไปโรงเผาขยะติดเชื้อ
๕. เมื่อปฏิบัติจนเสร็จแล้ว รวบปากถุงสีแดงมัดให้แน่น และเปิดน้ำปล่อยให้ไหลเพื่อไล่โลหิตให้ไหลลงไปตามท่อสู่อำบน้ำเสียของโรงพยาบาล

เกณฑ์ชี้วัด

บุคลากรปลอดภัยจากการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน